

MODULO ISTRUZIONI PER PRELIEVO, CONSERVAZIONE E SPEDIZIONE DEI CAMPIONI BIOLOGICI.

CAMPIONI BIOLOGICI. Per le analisi genetiche possono essere inviate a scelta una delle seguenti matrici:

- **Sangue in EDTA:** almeno 1 ml avendo cura di agitare immediatamente la provetta per inversione. Conservare il campione refrigerato fino al momento della spedizione.
- **Carte FTA® Whatman:** consiste in una speciale cartina su cui è possibile dispensare direttamente una goccia di sangue ottenuta pungendo il labbro o l'orecchio dell'animale; asciugare all'aria la cartina e conservare a temperatura ambiente.
- **Tampone buccale:** consiste in un normale tampone in cotone oppure del tipo "citobrush" a spazzolina. La testa del tampone o del citobrush deve essere sfregato ripetutamente per almeno 10 sec e vigorosamente sulla gengiva poi asciugato all'aria per qualche minuto ed infine riposto nel contenitore.

INFORMAZIONE IMPORTANTE RELATIVA A TAMPONI/BRUSH SPEDITI PER ANALISI GENETICHE In caso di invio di tamponi o citobrush i tempi di refertazione potranno subire prolungamenti. Nel caso in cui il laboratorio richieda di inviare nuovamente il campione, la prima ripetizione dell'analisi richiesta sarà effettuata gratuitamente. Dalla seconda ripetizione sarà imputato l'intero costo dell'analisi.

IDENTIFICARE IL CAMPIONE BIOLOGICO. N.B.: IMPORTANTISSIMO!

Identificare la provetta di sangue EDTA o la cartina in modo inequivocabile, possibilmente prima di eseguire il prelievo in modo da evitare confusione e scambi di campioni in caso di campionamenti multipli.

COMPILARE IL MODULO DI RICHIESTA.

Compilare l'apposito modulo di richiesta progetto HCS-Hereditary Cardiomyopathy Study Dott.ssa Castellitto, uno per ciascun soggetto da sottoporre ad analisi. Barrare una o più caselle relative all'analisi richiesta. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal veterinario e dal proprietario.

Barrare la richiesta esame corrispondente. Il modulo può essere scaricato dal sito internet

www.genefast.com o richiesto all'indirizzo **info@genefast.com**

NOTA PRELEVATORE.

Nel caso in cui il campione non sia stato prelevato da medico veterinario iscritto all'ordine, il referto riporterà la dicitura "Prelievo non certificato".

URGENZA.

Per le analisi con carattere di urgenza i risultati saranno disponibili in 5 gg lavorativi. Il costo in urgenza subirà una maggiorazione del 30%, solamente nel caso in cui saranno effettivamente rispettati i tempi indicati.

PACKAGING ED INVIO DEI CAMPIONI.

I campioni devono essere inviati il prima possibile al laboratorio tramite corriere convenzionato o posta prioritaria.

Il campione biologico deve essere avvolto da materiale assorbente e posto in contenitore secondario a tenuta (busta a tenuta o contenitore con tappo a vite). Il contenitore secondario deve

essere posto all'interno di un contenitore terziario in materiale isolante tipo scatola di polistirolo oppure nella classica busta gialla con materiale antiurto.

All'interno oltre al campione inserire:

1. il modulo richiesta HCM-Dott.ssa Castellitto compilato e sottoscritto dal veterinario e proprietario (1 per ciascun animale da sottoporre ad analisi).
2. fotocopia di documento di identità

Il corriere convenzionato con il laboratorio è **Gls-Executive**; il cliente che intende avvalersi della convenzione del laboratorio Genefast dovrà indicare sulla lettera di vettura **PORTO ASSEGNATO** e dovrà pagare, insieme al costo dell'analisi richiesta, un costo aggiuntivo per la spedizione pari a **7,93 euro** oppure di **10,37 euro** se spedisce dalle isole (Sardegna e Sicilia) IVA inclusa.

- **SPEDIRE TRAMITE CORRIERE** (l'ultimo giorno utile per la spedizione è il giovedì)

- **SPEDIRE TRAMITE POSTA PRIORITARIA** (si consiglia di spedire nei primi giorni della settimana e comunque non oltre il mercoledì)

A:

GENEFAST SRL
Via Jolanda Baldassari 6
47122 Forlì (FC)
tel: 0543/705473

TARIFFE.

- HCM Maine Coon A31P: 30,00 euro IVA inclusa
- HCM Maine Coon A31P e A74T: 42,70 euro IVA inclusa
- HCM Ragdoll R820W: 30,00 euro IVA inclusa

MODALITA' DI PAGAMENTO.

Bonifico bancario al seguente CC intestato a Genefast Srl: Banca Popolare dell'Emilia-Romagna codice IBAN IT59X0538766700000001190065 indicando sulla causale analisi HCM-Dott.ssa Castellitto

oppure

Bollettino Postale sul c/c postale n. 000098914856 indicando sulla causale analisi HCM-Dott.ssa Castellitto

NON SI ACCETTANO VAGLIA O ASSEGNI.