

CAMPIONI BIOLOGICI

Per il deposito del campione biologico possono essere inviate a scelta una delle seguenti matrici:

Sangue in EDTA: almeno 1 ml avendo cura di agitare immediatamente la provetta per inversione. Conservare il campione refrigerato fino al momento della spedizione.

Carte FTA® Whatman: consiste in una speciale cartina su cui è possibile dispensare direttamente una goccia di sangue ottenuta pungendo il labbro o l'orecchio dell'animale; asciugare all'aria la cartina e conservare a temperatura ambiente.

FTA® è un marchio registrato da Whatman Inc.

IDENTIFICARE IL CAMPIONE BIOLOGICO

N.B.: IMPORTANTISSIMO! Identificare la provetta di sangue EDTA o la cartina in modo inequivocabile, possibilmente prima di eseguire il prelievo in modo da evitare confusione e scambi di campioni in caso di campionamenti multipli.

COMPILARE IL MODULO DI RICHIESTA

Compilare l'apposito modulo di richiesta per il deposito per ciascun campione biologico da inviare. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal veterinario e dal proprietario. Barrare la richiesta esame corrispondente. Il modulo può essere scaricato dal sito internet www.genefast.com o richiesto all'indirizzo info@genefast.com

PACKAGING ED INVIO DEI CAMPIONI

I campioni devono essere inviati il prima possibile al laboratorio tramite corriere convenzionato o posta prioritaria.

Il campione biologico (**provetta o cartina**) deve essere avvolto da materiale assorbente e posto in **contenitore secondario** a tenuta (busta a tenuta o contenitore con tappo a vite). Il contenitore secondario deve essere posto all'interno di un **contenitore terziario** in materiale isolante tipo scatola di polistirolo oppure nella classica busta gialla con materiale antiurto.

All'interno oltre al campione inserire:

1 il modulo richiesta deposito campione biologico compilato e sottoscritto dal veterinario e proprietario per ciascuno degli animali

2 copia delle lettera di richiesta ricevuta dell'ENCI

3 attestazione di pagamento, comprensivo della spedizione se si usufruisce del corriere convenzionato del laboratorio

Il corriere convenzionato con il laboratorio è Gls-Executive; il cliente che intende avvalersi della convenzione del laboratorio Genefast deve indicare sulla lettera di vettura PORTO ASSEGNATO e dovrà pagare, insieme al costo del deposito del campione biologico, un costo aggiuntivo per la spedizione pari a 7,93 euro (per Sardegna e Sicilia 10,37 euro) IVA inclusa.

SPEDIRE TRAMITE CORRIERE (l'ultimo giorno utile per la spedizione è il giovedì) oppure TRAMITE POSTA PRIORITARIA (si consiglia di spedire nei primi giorni della settimana e comunque non oltre il mercoledì)

A: GENEFAST, Via Jolanda Baldassari n°6 47122 Forlì (FC) tel: 0543/705473

TARIFFE

Deposito di campione biologico ENCI	12,20 euro IVA inclusa
Identificazione genetica/test di parentela	48,80 euro IVA inclusa
Spedizione con corriere convenzionato	7,93 euro IVA inclusa
	10,37 euro IVA inclusa (per Sardegna e Sicilia)

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico bancario al seguente CC intestato a Genefast Srl:

- Banca Popolare dell'Emilia-Romagna IBAN **IT59X0538766700000001190065**
- Unicredit Banca **IBAN IT48K0200813202000104968077**

Bollettino Postale sul c/c postale n. **000098914856** indicando sulla causale: Deposito campione biologico oppure Analisi di parentela

NON SI ACCETTANO VAGLIA E ASSEGNI
